

"泰爾茂"泰爾繃止血帶 "Terumo" TR Band

衛署醫器輸字第 022108 號



TR Band 空氣注入器(充灌壓迫氣球及調整空氣容積專用)/















型號

批號

產品長度

單一識別碼















以環氧乙烷滅菌

不可重複使用

內容物

參閱使用說明 製造業者(總公司)











最大空氣注入容積

不可重複滅菌

製造業者

醫療器材

製造日期







包裝破損請勿使用

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

為避免併發症,請遵守所有警告和注意事項。

產品說明

本產品是一種壓縮裝置,旨在幫助經橈動脈手術後止血橈動脈。

本產品與空氣注入器一起提供,專用於 TR Band 用於空氣灌注和空氣量調節。

滴應症

本產品適用於橈動脈穿刺手術後止血之輔助。

禁忌症

考慮到良好的臨床程序,在經橈動脈手術後進行止血時,除標準禁忌症外沒有其他禁忌症

併發症

潛在的併發症包括但不限於:動脈阻塞、皮下血腫、出血、疼痛或麻木。

警語與注意事項

警語

除本產品之空氣注入口,不得將空氣注入本產品之其他任何部位。如此可能引起動脈或靜脈栓塞。

- ●空氣注入不得超過 18mL。若超出此容積可能破壞本產品。
- ●不得使用含有機溶劑的物質浸泡或擦拭本產品,此類物質可能造成 TR Band 損壞。
- ●使用 TR Band 時請勿離開病患使其獨處。
- ●如果產品出現故障或性能發生變化,請停止使用設備並更換新設備

注意事項

- TR Band 空氣注入器不得用於 TR Band 充氣之外的用途,其設計未包含其他用途。
- TR Band 只能使用包裝中檢附的 TR Band 空氣注入器充氣。若使用其他產品,可能無法達成足夠的空氣壓迫。
- ●只能當作空氣注入器。不可當作其他物質的注入器。
- ●視病患狀況及氣球壓力程度,可能發生的不良事件包括動脈阻塞、皮下血腫、出血、疼痛或麻木。請檢查止血過程, 並依照狀況調查氣壓。
- ●將包裝中檢附的 TR Band 空氣注入器連結至 TR Band 時,請保持活塞的位置。放開活塞可能導致空氣自 TR Band 排出。 失去空氣壓迫可能引起出血。
- ●不可於 TRBand 注入器末端處施予過大的壓力,否則可能造成 TR Band 的損害。當注射器與 TR Band 連接時,若注入器的末端破裂,則將造成空氣的漏氣或出血。
- ●此產品已用環氧乙烷氣體進行滅菌,僅供單次使用,請勿再滅菌或重複使用。不可重複使用、重複滅菌、或再處理。 再處理可能損及本產品的滅菌性、生物相容性和功能完整性。
- ■請小心使用不可施予過大的壓力於壓力確認氣球及壓迫氣球,否則可能使其破裂。
- ●注入空氣時注意勿使異物進入空氣注入口,否則可能導致漏氣。
- ●進行壓迫時皮膚若發紅或搔癢,請停止使用並適當處理。
- ●於極低溫度時,有可能因對震動的抵抗性降低而造成損害。
- ●請小心使用可能會造成 TR Band 損害的針、剪刀或其他尖銳的物品,否則可能造成空氣洩漏或出血。
- ●若產品包裝或產品本身發現破損或髒污時請勿使用。
- ●開啟包裝後應立即使用本產品,並於依照當地規定使用後予以適當安全棄置。由於本產品與血液接觸,故具有生物危害性。
- ●於操作時應小心預防感染。
- ●小心檢查產品包裝,確保產品包裝無損害且為無菌狀態。

使用說明

- 1. 穿刺程序完成後,將鞘抽拉 2-3 cm (圖 1)。
- 2. 將位於壓迫氣球(大)中央的綠色標記對齊穿刺部位,再使用可調整式氈片將束帶固定於手腕(圖2、圖3)。

注音

- ●本產品使用於左右手腕時必須放置於不同位置。連接止血帶時,請確認支撐片上的 Terumo 標轍是較靠近於病患的 小指。
- ●請確認氈片貼牢,不要歪斜。
- 3. 使用產品包裝中檢附的 TR Band 空氣注入器注入適當容積的空氣以充灌壓迫氣球 (圖 3)。

額定空氣注入容積:13mL。

最大空氣注入容積:18mL。

警告 注入前請確認欲注入的管子上標有 標記,切勿經由其他開口注入空氣。

- 4. 抽出鞘,確認穿刺部位沒有出血(圖4)。若發現出血時,再注入更多空氣(總量勿超過18mL)直到出血停止。
- 5. 檢查止血過程,依結果使用 TR Band 空氣注入器調整氣球壓力(圖 5)。

注意 進行壓迫時若可調整式氈片脫落可能發生出血。視病患手腕大小及產品施用方式,氈片可能脫落。必要時可使 用膠帶固定氈片(圖 6)。

※6. 移除止血帶前,務必確認出血已停止。

☆ 視病患狀況、肝素量及穿刺部位大小,空氣注入容積和壓迫時間可能有所差異。請視察穿刺部位,並依結果加以調整。

儲存注意事項

儲存時請避免接觸水、日光直射、極端溫度或濕氣。

不良事件報告

如果在使用本產品期間或由於使用本產品而發生嚴重事故,請將其報告給製造業者和/或當地銷售代表和所在國家主管 部門。

產品型號:

XX*RF06

XX*RF06L

製造業者名稱:(O) Terumo Corporation

(P) Ashitaka Factory of Terumo Corporation

製造業者地址: (O) 44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

(P) 150, Maimaigi-Cho, Fujinomiya City, Shizuoka Prefecture, Japan

醫療器材商名稱:台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司 醫療器材商地址:臺北市中正區忠孝西路一段4號8樓

2023-01