

"泰爾茂" 一次性使用安全自毀注射器 (附針/不附針)

"Terumo" Disposable Safety Auto-disable Syringe (with/without needle)

衛部醫器陸輸字第 000775 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

一次性使用安全自毀注射器 (附針/不附針)-回縮安全注射器

<產品用途>

用於抽吸液體或在注入液體後與注射針配套使用立即對人體注射, 達到零排空, 藥液注射完畢後, 可以單手啟動安全機制, 使針頭回縮至針管內, 以減少針扎傷害, 且無法再次使用的回縮式注射器。

<警語>

- 開啟單一包裝後請立即使用, 使用後請適當安全地棄置, 以減少感染危機。
- 謹慎處理以避免針刺, 使用後請勿把針頭護套復位。
- 使用後, 拉回推桿至筒體頂部, 推桿前端才能完全鎖入筒體頂部。

<注意事項>

- 以環氧乙烷滅菌, 請勿再滅菌或重複使用。
- 如果單一包裝或產品已損壞或污染則請勿使用。
- 請勿用於顯影劑的高壓注射。
- 請勿存放於極端溫度和濕度的環境, 避免直射陽光。

<使用說明>

1. 取下注射針護帽
2. 抽取藥液
3. 排出氣體
4. 藥液注射
5. 回拉芯杆至折斷點, 使注射針回縮到筒體
6. 在折斷點折斷芯桿

< 產品規格 >

注射器規格:

Volume: 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml

Tip: Fixed needle (1 ml)

Tip: Luer Lock (2ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml)

注射針規格:

Gauge Size	Color code	Needle Length
18G	Pink	5/16"-1 1/2" (8mm-40mm)
19G	Creamy yellow	
20G	Yellow	
21G	Green	
22G	Black	
23G	Blue	
24G	Purple	
25G	Orange	
26G	Brown	
27G	Grey	
28G	Blue-green	
29G	Red	
30G	Light yellow	

一次性使用安全自毀注射器 (附針)-安全護套注射器

< 產品用途 >

注射藥液完畢後，操作者向針管方向按壓防針刺護套，將針管按壓在防針刺護套的兩個固定齒內，針尖就會獲得防刺的效果。同時該注射器亦不能再次使用。

< 警語 >

- 開啟單一包裝後請立即使用，使用後請適當安全地棄置，以減少感染危機。
- 謹慎處理以避免針刺，使用後請勿把針頭護套復位。

< 注意事項 >

- 以環氧乙烷滅菌，請勿再滅菌或重複使用。
- 如果單一包裝或產品已損壞或污染則請勿使用。
- 請勿用於顯影劑的高壓注射。
- 請勿存放於極端溫度和濕度的環境，避免直射陽光。

< 使用說明 >

1. 取下護帽

2. 抽取藥液
3. 排出氣體（輕輕推動芯杆，不可將推杆推到底部）
4. 藥液注射（將推杆推至筒體零刻度）
5. 蓋上安全護帽（請勿直接用手接觸護帽，可將護帽輕敲桌面即可鎖住）
6. 扔進利器盒

< 產品規格 >

注射器規格：

Volume: 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30mL, 50mL

Tip:

Luer Slip: 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30mL, 50mL

Luer Lock: 2ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30mL, 50mL

Eccentric Luer Slip: 20mL

Eccentric Luer Lock: 20mL

注射針規格

Gauge Size	Color code	Needle Length
18G	Pink	5/16"-1 1/2" (8mm-40mm)
19G	Creamy yellow	
20G	Yellow	
21G	Green	
22G	Black	
23G	Blue	
24G	Purple	
25G	Orange	
26G	Brown	
27G	Grey	
28G	Blue-green	
29G	Red	
30G	Light yellow	

*因應客戶需求增加產品型號：

產品型號與其規格：

產品型號	Volume	產品	Type
MDCSF01S2516	1mL	Safety Clip type Syringe with needle 25G x 16mm	Luer Slip type
MDCSF01S2613	1mL	Safety Clip type Syringe with needle 26G x 13mm	Luer Slip type
MDCSF01S2713	1mL	Safety Clip type Syringe with needle 27G x 13mm	Luer Slip type
MDCSF03L2325	3mL	Safety Clip type Syringe with needle 23G x 25mm	Luer Lock type

MDCSF03L2332	3mL	Safety Clip type Syringe with needle 23G x 32mm	Luer Lock type
MDCSF03L2425	3mL	Safety Clip type Syringe with needle 24G x 25mm	Luer Lock type
MDCSF03S2325	3mL	Safety Clip type Syringe with needle 23G x 25mm	Luer Slip type
MDCSF03S2332	3mL	Safety Clip type Syringe with needle 23G x 32mm	Luer Slip type
MDCSF03S2425	3mL	Safety Clip type Syringe with needle 24G x 25mm	Luer Slip type
MDCSF05L2138	5mL	Safety Clip type Syringe with needle 21G x 38mm	Luer Lock type
MDCSF05L2232	5mL	Safety Clip type Syringe with needle 22G x 32mm	Luer Lock type
MDCSF05L2332	5mL	Safety Clip type Syringe with needle 23G x 32mm	Luer Lock type
MDCSF05S2325	5mL	Safety Clip type Syringe with needle 23G x 25mm	Luer Slip type
MDCSF05S2332	5mL	Safety Clip type Syringe with needle 23G x 32mm	Luer Slip type
MDCSF10L2138	10mL	Safety Clip type Syringe with needle 21G x 38mm	Luer Lock type
MDCSF10L2238	10mL	Safety Clip type Syringe with needle 22G x 38mm	Luer Lock type
MDCSF10L2125	10mL	Safety Clip type Syringe with needle 21G x 25mm	Luer Lock type
MDCSF10L2232	10mL	Safety Clip type Syringe with needle 22G x 32mm	Luer Lock type
MDCSF10S2138	10mL	Safety Clip type Syringe with needle 21G x 38mm	Luer Slip type
MDCSF10S2232	10mL	Safety Clip type Syringe with needle 22G x 32mm	Luer Slip type
MDCSF10S2238	10mL	Safety Clip type Syringe with needle 22G x 38mm	Luer Slip type
MDCSF10S2325	10mL	Safety Clip type Syringe with needle 23G x 25mm	Luer Slip type
MDCSF20S2232	20mL	Safety Clip type Syringe with needle 22G x 32mm	Luer Slip type
MDCSF20S2238	20mL	Safety Clip type Syringe with needle 22G x 38mm	Luer Slip type
MDCSF20S2332	20mL	Safety Clip type Syringe with needle 23G x 32mm	Luer Slip type
MDCSF20S2338	20mL	Safety Clip type Syringe with needle 23G x 38mm	Luer Slip type
MDCSF20L2232	20mL	Safety Clip type Syringe with needle 22G x 32mm	Luer Lock type
MDCSF20L2238	20mL	Safety Clip type Syringe with needle 22G x 38mm	Luer Lock type
MDCSF20L2332	20mL	Safety Clip type Syringe with needle 23G x 32mm	Luer Lock type
MDCSF20L2338	20mL	Safety Clip type Syringe with needle 23G x 38mm	Luer Lock type
MDCSF30S2232	30mL	Safety Clip type Syringe with needle 22G x 32mm	Luer Slip type
MDCSF30S2238	30mL	Safety Clip type Syringe with needle 22G x 38mm	Luer Slip type
MDCSF30S2332	30mL	Safety Clip type Syringe with needle 23G x 32mm	Luer Slip type
MDCSF30S2338	30mL	Safety Clip type Syringe with needle 23G x 38mm	Luer Slip type
MDCSF30L2232	30mL	Safety Clip type Syringe with needle 22G x 32mm	Luer Lock type
MDCSF30L2238	30mL	Safety Clip type Syringe with needle 22G x 38mm	Luer Lock type
MDCSF30L2332	30mL	Safety Clip type Syringe with needle 23G x 32mm	Luer Lock type
MDCSF30L2338	30mL	Safety Clip type Syringe with needle 23G x 38mm	Luer Lock type
MDCSF50S2232	50mL	Safety Clip type Syringe with needle 22G x 32mm	Luer Slip type
MDCSF50S2238	50mL	Safety Clip type Syringe with needle 22G x 38mm	Luer Slip type
MDCSF50S2332	50mL	Safety Clip type Syringe with needle 23G x 32mm	Luer Slip type
MDCSF50S2338	50mL	Safety Clip type Syringe with needle 23G x 38mm	Luer Slip type
MDCSF50L2232	50mL	Safety Clip type Syringe with needle 22G x 32mm	Luer Lock type

MDCSF50L2238	50mL	Safety Clip type Syringe with needle 22G x 38mm	Luer Lock type
MDCSF50L2332	50mL	Safety Clip type Syringe with needle 23G x 32mm	Luer Lock type
MDCSF50L2338	50mL	Safety Clip type Syringe with needle 23G x 38mm	Luer Lock type

製造業者名稱：Yangzhou Medline Industry Co., Ltd.

製造業者地址：No. 1, Huafa Road, Economic Development Zone, Yangzhou, Jiangsu, 225000, China

醫療器材商名稱：台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司

醫療器材商地址：臺北市中正區忠孝西路一段4號8樓