

# “泰爾茂”塑膠注射筒

## “Terumo” Syringe

衛署醫器輸字第 007518 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

### TERUMO 注射筒

#### **材質符合功能需要**

TERUMO 注射筒由特殊高透明度的塑化材質 (Polypropylene) 製成，計測藥量，辨識氣泡，觀察血液回流，迅速簡單。

#### **橡膠柱塞精密度高**

非活化性的柱塞，具有優異的耐藥性。特殊一體成型，精密度高，進出注射筒腔內的推拉操作，滑順正確。

#### **設計特殊精緻，確保雙手舒適**

大凸緣與凹人的拴塞軸心，精緻設計，抓緊針筒的動作，正確舒適。在不平的接觸面上，凸緣可以防止滾動。

#### **規格齊全**

備有八種規格：0.5cc,1cc,2.5cc,5cc,10cc,20cc,30cc,50cc，配合不同需要，可以選擇最合適的規格，不會因無適用規格而採購較大規格的針筒。

#### **特殊刻度印刷**

粗厚、特殊的黑色刻度，耐髒、耐磨、辨識清楚。

### NEOLUS 皮下注射針

#### **NEOLUS 皮下注射針**

銳利的針頭與高品質的 NEOLUS 向您及您的患者保證最正確，快速又舒適的注射。採用高品質的鋼材，精緻研磨工程，完全的潤滑，與無時無刻的監視檢查系統，確保您所要求的完美品質。

#### **透明的針頭底座**

針頭底座的顏色，容易辨識規格。透明度高，血液回流確認快速。低死角設計的 25G,26G,27G，能減少氣泡、節省藥量。

#### **高科技的整體投入生產品質優異的製品**

完全自動化的製造過程，避免因不經意而發生失誤或污染。TV 監視器，微電腦處理機，機械人，自動化的設備與生產機器相結合，自動控制品質，每一個零件能完美地達到高技術水準。自動化的設備自動節除有瑕疵的製成品，並調整機器，不再生產不良零件。

清潔衛生的生產區，無菌室，設備新穎的實驗室，機械人等高科技的整體投入，是創造品質、生產優秀產品的最佳保證。

### 警告

- 打開單品包裝後請立即使用。使用後以適當的安全方式廢棄，以消除感染風險。
- 取用時應小心避免針刺。使用後勿套回針頭套。

### 注意事項

- 使用電子束滅菌。不得重新滅菌或再使用。
- 如果單品包裝或產品有所損壞或污染時請勿使用。
- 不得用於顯影劑的高壓注射。
- 請勿儲存於極端的溫度和濕度中。避免日光直射。

### 有效期限

五年。

Product code of Terumo Syringe with needle (Sterilized by EB)
SS*01TE2516
SS*01TE2613
SS*01TE2713
SS*02LE2138
SS*02LE2325
SS*02LE2332
SS*02LE2425
SS*05LE2332
SS*10LE2138

型號編碼說明		
位數	指示項目	內容
1-2	品名	SS: 注射筒
3	販賣地	*: 輸出用 -: 日本
4-5	容量	01 : 1 mL 02 : 2.5 mL 05 : 5 mL 10 : 10 mL
6	Tip 的種類	T : Slip tip for tuberculin use S : Slip tip L : Round lock tip
7	滅菌法	E : Electron beam sterilization
8-9	針的種類	Cannula gauge
10-11		Cannula length
12	其他	9: 外包裝盒印有中文標籤

Product code of Terumo Syringe (Sterilized by EB)
SS*01TE
SS*02LE1
SS*05LE1
SS*10ESE
SS*10LE1
SS*20ESE1
SS*30ESE1
SS*30LE1
SS*50ESE
SS*50LE
SS*50CE

型號編碼說明		
位數	指示項目	內容
1-2	品名	SS: 注射筒
3	販賣地	*: 輸出用 - : 日本
4-5	容量	01 : 1 mL 02 : 2.5 mL 05 : 5 mL 10 : 10 mL 20 : 20 mL 30 : 30 mL 50 : 50 mL
6-7	Tip	T : Slip tip for tuberculin use S : Slip tip L : Round lock tip ES : Eccentric slip tip C : Catheter tip
8	滅菌法	E : Electron beam sterilization
9	其他	1: CE 標誌

總公司名稱：Terumo Corporation

總公司地址：44-1,2-Chome, Hatagaya, Shibuya-Ku, Tokyo 151, Japan

製造廠名稱：Kofu Factory of Terumo Corporation

製造廠地址：1727-1, Tsuijarai, Showa-cho, Nakakoma-gun, Yamanashi Prefecture, Japan

醫療器材商名稱：台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司

醫療器材商地址：台北市中正區忠孝西路一段4號8樓