

“泰爾茂” 丟棄式離心幫浦

“TERUMO” Disposable Centrifugal Pump

衛署醫器輸字第006487號

幫浦設計之優點：

- * 48毫升的灌注容量降低血稀釋度，200平方公分的表面降低面積之接觸。
- * 堅固的Polycarbonate外殼比壓克力材質的衝擊力量多數倍。
- * 可透視的後幫浦穴可允許目視檢查幫浦之密封口狀況。
- * 有效率的紡錘狀輪業之設計在相同的循環流速及壓力下與錐形狀之幫浦比較時，少了20-25%的RPM。
- * 在“泰爾茂”丟棄式離心幫浦的密封的大表面面積能有效地在高流速範圍時驅散熱。
- * 小而結實的尺寸及形狀使其容易掌握。

感應到病人的SVR

“泰爾茂”丟棄式離心幫浦是設計來保持不變的動脈壓力；流速的自動回應是來自改變在病人的血管之阻力。

說明	型號
丟棄式離心幫浦(8只/盒)	164275
● 3/8” 接頭	
● 48毫升灌注量	

製造業者名稱：Terumo Cardiovascular Systems Corporation
製造業者地址：125 Blue Ball Road, Elkton, MD 21921, U.S.A.
醫療器材商名稱：台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司
醫療器材商地址：臺北市中正區忠孝西路一段4號8樓